

SET-TEST DE ISAACS

Este test de fluencia verbal semántica es útil en el caso de pacientes analfabetos o con déficit sensoriales, y requiere muy poco tiempo para su realización. Se pide al paciente que diga elementos de cada ítem sin detenerse hasta que se le diga. Se le da un minuto para cada ítem, pero si consigne decir 10 elementos del mismo sin repetición, se pasa ya al ítem siguiente. Se anotan todas las respuestas, y es útil conservar los resultados para el seguimiento evolutivo del paciente.

COLORES
ANIMALES
FRUTAS
CIUDADES
ERRORES / REPETICIONES
TOTAL

Se considera que el resultado normal para adultos es de 29 o más aciertos, y de 27 o más si se trata de ancianos. Los errores se contabilizan (por su valor para el seguimiento evolutivo del paciente), pero no restan puntos al total.

Este test tiene una sensibilidad del 79 % y una especificidad del 82 %